

Advanced Quality / INTEC

ONE STEP Anti-Dengue (IgM & IgG) Tri-line Test

Es un ensayo inmunocromatográfico rápido realizado con oro coloidal, para la detección cualitativa de anticuerpos (IgM e IgG) contra el virus del dengue (DV) en sangre total humana, suero o plasma.

- Sensibilidad 100%
- Especificidad 100%

(estudio de laboratorio interno usando EIA y Western Blot como pruebas de referencia)

- Resultados en 15 minutos
- Suero, Plasma o Sangre entera
- Kit x 40 determinaciones
- Detección de IgG e IgM en el mismo Test card.



Uso profesional. Venta exclusiva a laboratorios de análisis clínicos e instituciones sanitarias
Producto para diagnóstico de uso "in vitro". Autorizado por ANMAT.



CROMOION
ABASTECIMIENTO INTEGRAL HOSPITALARIO
División Diagnóstico - Biología Molecular

Central: Oporto 6125 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Planta Elaboradora Punta Alta, Prov. de Buenos Aires
mail: reporte@cromoion.com
www.cromoion.com
Tel: +54 11 4644-3205/06